

KIT DE VIAL: VIAL DE VIDRIO ÁMBAR DE 2 ML CON PUNTO DE MARCADO GRADUADO, TAPÓN DE ROSCA DE POLIPROPILENO NEGRO 10-425 CON SEPTA DE SILICONA / PTFE DE 0,060 ", PAQ. DE 100



SKU: 11-1947 | **Categorías:** [Viales y tapas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix

11-1947

Vial - Color

Ámbar

Vial - Volumen

2 ml

Vial - Tipo de tapa

Rosca de tornillo

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO