

**KIT DE VIAL: VIAL DE VIDRIO ÁMBAR DE 2 ML CON PUNTO DE MARCADO GRADUADO, TAPÓN DE ROSCA DE POLIPROPILENO VERDE 9-425 CON SEPTA DE SILICONA / PTFE PRECORTADO ADHERIDO DE 0,040 ", PAQ. DE 100**



**SKU:** 11-2311 | **Categorías:** [Viales y tapas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## ESPECIFICACIONES

**N. ° de pieza de Sciencix**

11-2311

**Vial - Color**

Ámbar

**Vial - Volumen**

2 ml

**Vial - Tipo de tapa**

Rosca de tornillo

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO