

KIT DE VIAL: VIAL DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 2 ML, TAPÓN DE ROSCA AZUL DE POLIPROPILENO 9-425 CON SEPTA DE SILICONA / PTFE ADHERIDO DE 0,040 ", PAQ. DE 100



SKU: 11-3552 | **Categorías:** [Viales y tapas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix

11-3552

Vial - Color

Claro

Vial - Volumen

2 ml

Vial - Tipo de tapa

Rosca de tornillo

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO