

## KIT PM EXTENDIDO PARA MUESTREADORES AUTOMÁTICOS ESTÁNDAR, EQUIV. AL OEM # 5065-4498



### Documentos

- [CTS-11287.pdf](#)

**SKU:** CTS-11287 | **Categorías:** [Agilent](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Agilent Modelo: 1100, 1200, G1313, G1313A, G1327A, G1329A Número de pieza del OEM: 5065-4498

### ESPECIFICACIONES

**Sciencix Parte #**

CTS-11287

**OEM parte #**

5065-4498

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO