






## KITS DE FILTRACIÓN DE EXTRACCIÓN BOTÁNICA



Los kits de filtro de vidrio utilizan embudos de filtro de vidrio estándar de alta calidad que se limpian fácilmente y ofrecen garantía de calidad estándar industrial. Ofrecemos conjuntos de 90 mm y 150 mm de diámetro, completos con bomba de vacío, tubos, matraz receptor y filtros. Cada kit incluye 3 tipos de filtros diferentes para el filtrado grueso, medio y fino de extractos antes de la recuperación del solvente. Los filtros finos son polietersulfona (PES) de 0,45  $\mu\text{m}$  y son el mismo material utilizado para eliminar la gran mayoría de bacterias y microorganismos en aplicaciones biotecnológicas.

[vc\_row][vc\_column][vc\_tta\_tabs][vc\_tta\_section title="Información Sobre Pedidos" tab\_id="1574088608457-0e64b578-8f44"][vc\_wp\_text]

Imagen	SKU	Nombre
	2050002	Kit básico de filtro de extracción botánica, incluye embudo de filtro de vidrio de 90 mm, botella de trampa de 5L, 3 paquetes de filtros
	1510038	Kit Buchner básico: embudo de porcelana de 125 mm, matraz de brazo lateral de 5L, adaptadores y filtros
	1510039	Kit básico de Buchner: embudo de porcelana de 150 mm, matraz de brazo lateral de 5L, adaptadores y filtros
	1510040	Kit básico de Buchner: embudo de porcelana de 185 mm, matraz de brazo lateral de 5L, adaptadores y filtros
	2050042	Kit de colector Sterlitech para extracción botánica, incluye embudos de vidrio de 90 mm, múltiple SS de 3 lugares, conjunto de botella trampa y tubería

[/vc\_wp\_text][vc\_tta\_section][vc\_tta\_section title="Aplicación / Especificación" tab\_id="1574088608485-68c91d4b-a3bc"][vc\_column\_text]**Aplicaciones**

- Filtración en frío para eliminar lípidos o ceras.
- Aclaración o eliminación de restos vegetales.

- Eliminación de bacterias mediante filtros de membrana de 0,2 micras ( solo soportes de vidrio de 90 mm )
- Procesamiento por lotes con múltiples
- Lavado de etanol

[/vc\_column\_text][/vc\_tta\_section][vc\_tta\_section title="Documentación / Medios" tab\_id="1574088610183-b5779aa6-9537"][vc\_wp\_text][Hoja de datos Kit de colector para extracción botánica](#)

[Hoja de datos Kit de extracción botánica de 90 mm](#)

[Hoja de datos Kit de extracción botánica de 150 mm](#)[/vc\_wp\_text][/vc\_tta\_section][/vc\_tta\_tabs][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Extracción de Cannabis](#), [Sterlitech](#) |

COTECNO

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	1510038	<p>Los kits de filtro Sterlitech BE incluyen todo lo necesario para comenzar a filtrar compuestos de interés extraídos con solvente de fuentes vegetales. <b>Kit Buchner básico: embudo de porcelana de 125 mm, matraz de brazo lateral de 5L, adaptadores y filtros</b></p>	1510038
	1510039	<p>Los kits de filtro Sterlitech BE incluyen todo lo necesario para comenzar a filtrar compuestos de interés extraídos con solvente de fuentes vegetales. <b>Kit básico de Buchner: embudo de porcelana de 150 mm, matraz de brazo lateral de 5L, adaptadores y filtros</b></p>	1510039
	1510040	<p>Los kits de filtro Sterlitech BE incluyen todo lo necesario para comenzar a filtrar compuestos de interés extraídos con solvente de fuentes vegetales. <b>Kit básico de Buchner: embudo de porcelana de 185 mm, matraz de brazo lateral de 5L, adaptadores y filtros</b></p>	1510040
	2050002	<p>El kit de filtro BE básico de 90 mm de Sterlitech incluye los componentes necesarios para comenzar a filtrar compuestos extraídos con solvente de interés de fuentes de origen vegetal (se excluyen la bomba y los tubos). <b>Kit básico de filtro de extracción botánica, incluye embudo de filtro de vidrio de 90 mm, botella de trampa de 5L, 3 paquetes de filtros</b></p>	2050002
	2050042	<p>El kit de manifold Sterlitech para extracción botánica ofrece una manera fácil de aumentar el rendimiento al filtrar compuestos de interés extraídos con solvente de fuentes vegetales. El conjunto del kit incluye tres embudos de filtro de vidrio de alta calidad, un colector de acero inoxidable, tres tapones de goma de silicona para embudos de 90 mm y tres para embudos de filtro de 25/47 mm, un conjunto de botella trampa de cuatro litros y tubería de vacío EPDM; No se incluye bomba en este paquete. Este kit es compatible con todos los discos de filtro Sterlitech poliméricos de 90 mm; contáctenos para otros materiales de filtro si es necesario. <b>Kit de colector Sterlitech para extracción botánica, incluye embudos de vidrio de 90 mm, múltiple SS de 3 lugares, conjunto de botella trampa y tubería</b></p>	2050042

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]

Los kits de filtro Sterlitech BE incluyen todo lo necesario para comenzar a filtrar compuestos de interés extraídos con solvente de fuentes vegetales. Los kits de porcelana Buchner están disponibles en tamaños de 125, 150 y 185 mm y vienen con filtros de celulosa gruesa, media y lenta. Los kits Buchner también incluyen un matraz receptor y adaptadores adecuados.

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO