

KT 110-RF TEMPERATURA / CORRIENTE / VOLTAJE / IMPULSO



Este registrador de datos de temperatura inalámbrico KT 110-RF viene con o sin una pantalla de 2 líneas. Tiene 16.000 puntos de medición y mide la temperatura de -40,00 a 70,00 ° C .

Los registradores de datos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- 16,000 puntos de medición
- 2 umbrales de alarma
- Montaje magnético
- Pantalla LCD de 2 líneas
- Se suministra con soporte de montaje en pared seguro



SKU: BELLKT 110-RF | **Categorías:** [Corriente](#), [Datalogger](#), [Impulsión](#), [Temperatura](#), [Voltaje](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO