

## KT 120 TEMPERATURA



El registrador de datos USB KT 120 es la solución perfecta para controlar los datos de temperatura que se pueden extraer fácilmente a través del software de a bordo y la conexión USB directa.


Los registradores de datos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- Conexión USB directa
- Software integrado
- Certificado de cumplimiento a bordo
- Gran capacidad de almacenamiento de 50,000 puntos
- Pantalla LCD de 1 línea
- Parte posterior magnética para un montaje rápido y fácil



**SKU:** BELLKT 120 | **Categorías:** [Datalogger](#), [Temperatura](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL