

KT 150-RF TEMPERATURA



El registrador de datos de temperatura inalámbrico KT 150-RF viene con o sin una pantalla de 1 línea. Tiene 12,000 puntos de medición y un rango de medición de -40 a 70 ° C.

Los registradores de datos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- 12,000 puntos de medición
- 2 umbrales de alarma
- Montaje magnético
- Se suministra con soporte de montaje en pared seguro
- Tecnología inalámbrica



SKU: BELLKT 150-RF | **Categorías:** [Datalogger](#), [Temperatura](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO