

KT 20-G TEMPERATURA



El Mini Data Logger KT 20 mide la temperatura , tiene un rango de medición de -40 a + 85 ° C y una capacidad de almacenamiento de hasta 2048 puntos.

Estos instrumentos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- Tamaño compacto
- Rango de medición impresionante: -40 a + 85 ° C
- Velocidad de descarga rápida
- Hasta 2048 puntos de almacenamiento
- 2 configuraciones de alarma



SKU: BELLKT 20-G | **Categorías:** [Datalogger](#), [Temperatura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO