

## KT 20-L TEMPERATURA



El Mini Data Logger KT 20 mide la temperatura, tiene un rango de medición de  $-40$  a  $+85$  ° C y una capacidad de almacenamiento de hasta 8192 puntos.

Estos instrumentos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- Tamaño compacto
- Rango de medición impresionante:  $-40$  a  $+85$  ° C
- Velocidad de descarga rápida
- Hasta 8,192 puntos de almacenamiento
- 2 configuraciones de alarma



**SKU:** BELLKT 20-L | **Categorías:** [Datalogger](#), [Temperatura](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO