

## KT 20-T TEMPERATURA



El Mini Data Logger KT 20 mide la temperatura , tiene un rango de medición de 0 a + 125 ° C y una capacidad de almacenamiento de 8192 puntos. Estos instrumentos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- Tamaño compacto
- Rango de medición impresionante: 0 a + 125 ° C
- Velocidad de descarga rápida
- Hasta 8,192 puntos de almacenamiento
- 2 configuraciones de alarma



**SKU:** BELLKT 20-T | **Categorías:** [Datalogger](#), [Temperatura](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO