

## KT 220 TEMPERATURA / HIGROMETRÍA / CORRIENTE / TENSIÓN / IMPULSO / PRESIÓN DEL AGUA



El registrador de datos multifunción KT 220 es la respuesta cuando se deben registrar hasta tres parámetros simultáneamente.

Los registradores de datos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- Entrada para 1 sonda universal
- Software básico descargable gratuito
- Gran capacidad de almacenamiento de 1 millón de puntos
- Gran pantalla de 2 líneas fácil de leer
- Modo de supervisión para informes detallados fuera de los puntos establecidos
- 2 alarmas de punto de ajuste configurables por canal



**SKU:** BELLKT 220 | **Categorías:** [Corriente](#), [Datalogger](#), [Humedad](#), [Impulsión](#), [Ligero](#), [Presión del agua](#), [Temperatura](#), [Voltaje](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO