

KT 50 TEMPERATURA



Cuando se requieren lecturas de temperatura sencillas, no busque más que con el Mini Data Logger KT 50.

Los registradores de datos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- Capacidad de almacenamiento de 16,000 puntos
- Parte posterior magnética para un montaje rápido y simple
- Descarga rápida de datos (1,000 puntos / segundo)
- 2 alarmas de punto de ajuste configurables
- Software básico descargable gratuito
- Pantalla LCD de 1 línea



SKU: BELLKT 50 | **Categorías:** [Datalogger](#), [Temperatura](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO