

KTR 310-RF TEMPERATURA PT100



El registrador de datos de temperatura inalámbrico KTR 310-RF viene con una pantalla de 2 líneas. Mide 20,000 puntos y tiene un rango de temperatura de -100 a 400 ° C.

Estos instrumentos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- 20,000 puntos de medición
- 2 entradas para sondas externas
- Montaje magnético
- 2 umbrales de alarma
- Tecnología inalámbrica
- Se suministra con soporte de montaje en pared seguro



SKU: BELLKTR 310-RF | **Categorías:** [Datalogger](#), [Temperatura](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO