

KTT 220 TEMPERATURA



Cuando se necesita una amplia gama de lecturas de temperatura, el registrador de datos de termopar multifunción KTT 220 es la clave con sus dos entradas de termopar.

Los registradores de datos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- Entradas para 2 sondas de termopar
- Gran pantalla de 2 líneas fácil de leer
- Parte posterior magnética para un montaje rápido y simple
- Gran capacidad de almacenamiento de 1 millón de puntos
- Descarga rápida de datos (18,000 puntos / segundo)
- Modo de supervisión para informes detallados fuera de los puntos establecidos



SKU: BELLKTT 220 | **Categorías:** [Datalogger](#), [Temperatura](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO