

## KTT 320 TEMPERATURA



Cuando se necesita una comunicación Bluetooth® sencilla y una amplia gama de lecturas de temperatura, el registrador de datos de termopar KTT 320 Bluetooth® es la clave con sus cuatro entradas de termopar.

Los registradores de datos son ampliamente utilizados en la agricultura, la industria y los laboratorios clínicos para monitorear una variedad de parámetros.

- Comunicación Bluetooth® para teléfonos inteligentes y tabletas (Android e iOS)
- Gran capacidad de almacenamiento de 2 millones de puntos
- 4 entradas de sonda de termopar
- Se suministra con un soporte de pared antirrobo con cerradura
- Software básico descargable gratuito
- Gran pantalla LCD de 2 líneas



**SKU:** BELLKTT 320 | **Categorías:** [Datalogger](#), [Temperatura](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO