

LA AGUJA ES DESECHABLE, ESTÁNDAR, ESTÉRIL, 21GX1 1/2 0,80 MM X 40 MM.



SKU: PG-7 50002 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [21Gx1](#), [Aguja](#), [desechable](#), [estándar](#), [estéril](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LA AGUJA ES DESECHABLE, ESTÁNDAR, ESTÉRIL, 21GX1 1/2 0,80 MM X 40 MM.

Descripción: La aguja desechable, estándar, estéril.

Nombre del producto: 21Gx1 1/2

Volumen y graduación: 0,80 mm x 40 mm.

Materiales: fabricado en acero inoxidable.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf
certificado según en: CE

Tamaño: 0,8

[Source link](#)

[Syringes](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO