

LA AGUJA ES DESECHABLE, ESTÁNDAR, ESTÉRIL, 25GX5/8 0,50 MM X 16 MM.



SKU: PG-7 51002 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [25Gx58](#), [Aguja](#), [desechable](#), [estándar](#), [estéril](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LA AGUJA ES DESECHABLE, ESTÁNDAR, ESTÉRIL, 25GX5/8 0,50 MM X 16 MM.

Descripción: La aguja desechable, estándar, estéril.

Nombre del producto: 25Gx5/8

Volumen y graduación: 0,50 mm x 16 mm.

Materiales: fabricado en acero inoxidable.

Fabricante/distribuidor: Poulten & Graf
certificado según en: CE

Tamaño: 0,5

[Source link](#)

[Syringes](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

Syringes

COTECNO