

## LAMBDA T - MONITOR DE CO2



El Lambda T es un monitor de alta precisión de CO<sub>2</sub> que emplea una técnica de longitud de onda doble, no dispersiva, infra-roja y óptica. Este sistema de detección asegura que el monitor es un gas específico y mantiene la estabilidad de calibración a largo plazo.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aire](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Analizadores de CO<sub>2</sub>

El monitor es sencillo de instalar y puede estar en línea y midiendo en cuestión de minutos.

El sistema no contiene insumos costosos y el mantenimiento se limita al reemplazo del filtro y una revisión de la calibración anual.

El Lambda T tiene dos puntos de alarma configurables por el usuario que cierran independientes contactos de tensión. Estos contactos se pueden utilizar para encender una fuente de niveles elevados de CO<sub>2</sub> o para utilizar la ventilación.

- [descargar el PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO