

LÁMPARA DE DEUTERIO (1000 H), EQUIV. SEGÚN OEM # 9551-0023



Documento

- [CTS-00246_Thermo.pdf](#)
- [CTS-00246_Varian.pdf](#)

SKU: CTS-00246 | **Categorías:** [Agilent](#), [Dionex](#), [Thermo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Thermo Scientific Modelo: 200, 201, 203, 204, 205, 206, 206PH, CE100, CE500, CE1000, CE2000, Prostar 340, Prostar 345, SP100, SP200, Spectrachrom 200, UV100, UV150, UV200, UV1000, UV2000 y UV3000 Número de pieza OEM: 9551-0023

COMPATIBILIDAD

Marcas (OEM)

Dionex

DSA-1 y VDM-1

Thermo

200, 201, 203, 204, 205, 206, 206PH, CE100, CE1000, CE2000, CE500, UV6000, UV100, UV150, UV200, UV1000, UV2000 y UV3000

Modelos

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix

CTS-00246

Pieza OEM #

9551-0023

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO