

**LÁMPARA DE DEUTERIO DE LARGA DURACIÓN (2000 H), EQUIV. SEGÚN OEM #
2140-0813**



Documento

- [CTS-A11218.pdf](#)

SKU: CTS-A11218 | **Categorías:** [Agilent](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Modelo Agilent: 1100, 1200, 1220, 1260, G1315A / B, G1365A / B Número de pieza OEM: 2140-0813

COMPATIBILIDAD

| Marcas (OEM) | Modelos |
|--------------|---|
| Agilent | 1100, 1200, 1220, 1260, G1315A / B y G1329A / B |

ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|------------|
| N. ° de pieza de Sciencix | CTS-A11218 |
| Pieza OEM # | 2140-0813 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO