

LÁMPARA DE DEUTERIO DE LARGA DURACIÓN (2000 H), EQUIV. SEGÚN OEM # 5181-1530



Documento

- [CTS-10827.pdf](#)

SKU: CTS-10827 | **Categorías:** [Agilent](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Modelo Agilent: 1100, 1200 DAD, G1315A / B, G1365A / B Número de pieza OEM: 5181-1530

COMPATIBILIDAD

Marcas (OEM)	Modelos
Agilent	1100, 1200 DAD, G1315A / B y G1365A / B

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix	CTS-10827
Pieza OEM #	5181-1530

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO