

LÁMPARA DE DEUTERIO DE LARGA DURACIÓN (2000 H), EQUIV. SEGÚN OEM # 5182-1530



Documento

- [11-4110.pdf](#)

SKU: 5182-1530 | **Categorías:** [Agilent](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Modelo Agilent: 1100 DAD, 1200 DAD Número de pieza OEM: 5182-1530

COMPATIBILIDAD

	Marcas (OEM)	Modelos
Agilent		1100 DAD y 1200 DAD

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix	11-4110
Pieza OEM #	5182-1530

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO