

**LÁMPARA DE DEUTERIO DE LARGA DURACIÓN (2000 H), EQUIV. SEGÚN OEM #
G1314-60100**



Documento

- [CTS-10494.pdf](#)

SKU: CTS-10494 | **Categorías:** [Agilent](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Modelo Agilent: 1100, 1120, 1200 VWD, 1220 VWD, G1314A / B / C Número de pieza OEM: G1314-60100

COMPATIBILIDAD

Marcas (OEM)	Modelos
Agilent	1100, 1120, 1200 VWD, 1220 VWD y G1314A / B / C

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix	CTS-10494
Pieza OEM #	G1314-60100

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO