

**LÁMPARA DE DEUTERIO HIS DE LARGA DURACIÓN, RFID, VWD (2000 H), EQUIV.  
SEGÚN OEM # G1314-60101**



Documento

- [11-3984.pdf](#)

**SKU:** 11-4111 | **Categorías:** [Agilent](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Modelo Agilent: 1260, 1220 DAD, G1315C / D, G1365C / D, G7115A, G7165A Número de pieza OEM: 2140-0820

### COMPATIBILIDAD

Marcas (OEM)	Modelos
Agilent	1220 DAD, 1260, G1315C / D, G1365C / D, G7115A y G7165A

### ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix	11-3984
Pieza OEM #	2140-0820

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO