

LÁMPARA DE TUNGSTENO (1000 H), EQUIV. SEGÚN OEM # G1103-60001



Documento

- [CTS-12013.pdf](#)

SKU: CTS-12013 | **Categorías:** [Agilent](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO

OEM: Modelo Agilent: 8453A, G1315A / B / C / D. Número de pieza OEM G1365A / B / C / D: G1103-60001

COMPATIBILIDAD

Marcas (OEM)	Modelos
Agilent	G1315A / B, G1315C / D, G1365A / B, G1365C / D y 8453A

ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix	CTS-12013
Pieza OEM #	G1103-60001

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO