

## LÁMPARA DE TUNGSTENO, EQUIV. SEGÚN OEM # B0114620



Documento

- [11-3343.pdf](#)

**SKU:** 11-3343 | **Categorías:** [Agilent](#), [PerkinElmer](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## DETALLES DE PRODUCTO

OEM: PerkinElmer Modelo: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 35, 40, 45, 550, 551, 552, 552A, 553, 559, 559A, 800, 900 , Lambda 2, Lambda Bio y LC-480 Espectrómetros PDA Número de pieza OEM: B0114620

## COMPATIBILIDAD

### Marcas (OEM)

### Modelos

PerkinElmer 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 35, 40, 45, 550, 551, 552, 552A, 553, 559, 559A, 800, 900, Lambda 2, Lambda Bio y LC-480 PDA

## ESPECIFICACIONES

N. ° de pieza de Sciencix

11-3343

Pieza OEM #

B0114620

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO