

## LATA DE MUESTRA, 1 CUARTO (.94L) -H-4184A



**SKU:** H-4184A | **Categorías:** [Bolsas y latas de muestra](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Envases de muestra](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lata de muestra, 1 cuarto de galón (.94L), 4.125 "de diámetro x 4.875" (105 x 124 mm)

Lata de muestra con tapa de fricción para recibir, transportar y almacenar muestras.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO