

## LATA DE MUESTRA, 1 GALÓN (3.4L) -H-4183A



**SKU:** H-4183A | **Categorías:** [Bolsas y latas de muestra](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Envases de muestra](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lata de muestra, 1 galón (3.4L), 6.5 " de diámetro x 7" (165 x 178 mm)

Lata de muestra con tapa de fricción para recibir, transportar y almacenar muestras.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO