

LAVADORA AUTOMÁTICA DE CRISTALERÍA (DESINFECTANTE DE LAVADO MÉDICO) - MARCA BELLTRONIC



El desinfectador automático de lavado médico proporciona limpieza y desinfección estándar y automática para la mayoría de los equipos médicos, a fin de eliminar la posibilidad de infección en la limpieza y desinfección.

* Dos puertas de vidrio templado, previenen la infección cruzada.

* Pantalla táctil LCD a color, sistema de control programable avanzado con seis programas estándar.

* Sistema de limpieza de alta eficiencia, con boquillas giratorias en la parte superior, inferior y entre los estantes para garantizar que el líquido de pulverización pueda entrar en contacto con la superficie de los dispositivos por completo.

* Sistema de secado de alta eficiencia con filtro HEPA, puede limpiar y secar el interior de las cosas tubulares.

* La desinfección térmica, sistema de calentamiento de agua puede asegurar que la temperatura del agua se mantenga por encima de 93 °C para alcanzar el nivel de eficiencia de desinfección internacional.

* Procedimiento de lavado estándar (puede ser autodiseñado por el usuario)

Prelimpieza → Limpiar con enzimas → Enjuague → Desinfección térmica → Acristalamiento limpio → Secado

Modelo	BellAutWma-I01	BellAutWma-I02	BellAutWma-I03
Capacidad	220L	320L	420L
Consumo de agua / ciclo	15L	18L	25L
Presión de agua de entrada	0.3 ~ 1.0Mpa		
ruido	<60dB		
Material	Acero inoxidable		
Consumo general de energía	18KW		
Consumo de energía-Lavado de agua	2.8KW		25KW
Consumo de energía-calentamiento de agua	15KW		
Consumo de energía-Secado	3.6KW		

Fuente de alimentación	380 V, 50 Hz		
Bastidores de limpieza estándar	4 capas		5 capas
	Bell01-220 * 1	Bell01-320 * 1	Bell01-420 * 1
accesorios estandar	Una cubeta RBS A 150 más delgada (1 L), Una cubeta RBS A 375 neutralizador (1 L)		
Accesorios Opcionales	Trolly		
Tamaño de la cámara de la lavadora (W * D * H) mm	600 * 629 * 658	600 * 629 * 820	688 * 700 * 703
Tamaño externo (W * D * H) mm	930 * 700 * 1840	930 * 700 * 1990	1100 * 900 * 2165
Tamaño del paquete (W * D * H) mm	1100 * 1000 * 2200	1100 * 1000 * 2350	1270 * 1025 * 2340
Peso bruto (kg)	360	370	400

SKU: N / A | **Categorías:** [Lavadora automática de cristalería](#) |

VARIACIONES

Imagen

SKU

Descripción



BellAutWma-I01 Capacidad: 220L Consumo de agua / ciclo: 15L

Any pa_modeloag



BellAutWma-I02 Capacidad: 320L Consumo de agua / ciclo: 18L

Any pa_modeloag



BellAutWma-I03 Capacidad: 420L Consumo de agua / ciclo: 25L

Any pa_modeloag

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO