

LAVADORA AUTOMÁTICA DE MICROPLACAS



La lavadora Elisa automática, se puede adaptar a las microplacas de 96 y 48 pocillos. Equipo profesional de lavadora de microplacas para uso médico, clínico, de laboratorio.

SKU: BellLavAutoMicrPlac-001 | **Categorías:** [Lavadora microplacas Elisa](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- Se puede adaptar a las microplacas de 96 y 48 pocillos.
- Regula la posición de enjuague del cabezal de limpieza según los requisitos del usuario.
- Elige establecer parámetros de lavado para diferentes efectos.
- Programación / descarga externa disponible a través de puertos RS-232.

Modelo	BellLavAutoMicrPlac-001
Tipos de microplaca	48 pocillos, 96 pocillos
Lavado	Lavado automático
	5 maneras
Tiempo de lavado por fila	1 fila por hora
cantidad de microplacas	1- 12 filas
Residuo promedio	2 ul por pozo
Precisión de dispensación	≤3% CV
Sacudida	5 maneras
Memoria	100 programas
Ciclos de lavado	2020-01-01 00:00:00
Tiempo de inmersión	Programable en segundos, hasta 20 minutos.
Anti-desbordamiento	El exceso de fluido se descarga automáticamente.
Fuente de alimentación	110 / 220V ± 10%, 60 / 50H
Tamaño del paquete (W * D * H)	716 * 696 * 300 mm
Peso bruto	18 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO