

## LECHÓN DE FIJACIÓN DE SILICONA



### Especificación

- Tamaño adecuado del matraz: 1000 ml

### Material

- Succión de fijación: silicona

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificación

- Tamaño adecuado del matraz: 1000 ml

### Material

- Succión de fijación: silicona

Videos

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO