

EATON LOFMEM B LMB-20-0.65-3S CARTUCHO DE FILTRO



SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EATON LOFMEM B LMB-20-0.65-3S CARTUCHO DE FILTRO

NÚMERO DE PIEZA: LMB-20-0.65-3S

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

| | |
|----------------------|----------------|
| Marca | Eaton LOFMEM B |
| Modelo | LMB 20 0,65 3S |
| Tamaño de poro μ | 0,65 |

Dimensiones / Pesos

| | |
|----------------------|-----------|
| Longitud en pulgadas | 20.0 |
| Longitud en cm | 50.8 |
| Cantidad por caja | 12 piezas |



[Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab <https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-B/LMB-20-0.65-3S/LMB-20-0.65-3S-Filter-Cartridge/index.html>

brand Lenntech

COTECNO