

EATON LOFMEM B LMB-20-0.65-3S CARTUCHO DE FILTRO



SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EATON LOFMEM B LMB-20-0.65-3S CARTUCHO DE FILTRO

NÚMERO DE PIEZA: LMB-20-0.65-3S

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Eaton LOFMEM B
Modelo	LMB 20 0,65 3S
Tamaño de poro μ	0,65

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	20.0
Longitud en cm	50.8
Cantidad por caja	12 piezas



[Descargar hoja de datos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab	https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-B/LMB-20-0.65-3S/LMB-20-0.65-3S-Filter-Cartridge/index.html
brand	Lenntech

COTECNO