

LIMPIADOR ULTRASÓNICO SERIE DIGITAL, CON TEMPORIZADOR BELL-LIMULTTEMP-D008



- 1. Use agua corriente del grifo, alcohol o disolvente como limpieza;
- 2. Efecto de limpieza del transductor de alta potencia significativamente, observación macroscópica utilizable;
- 3. Después de limpiar los objetos brillan luz;
- 4. Digital LCD de control de tiempo de arranque;
- 5. La cáscara de acero inoxidable, la vejiga y la cubierta, más upscale;
- 6. Propiedades impermeables se mejora en gran medida, más productos de seguridad duran;
- 7. With sistema de temperatura constante con calefacción;
- 8. La cesta de limpieza ultrasónica de acero inoxidable (opcional).

SKU: B-01-29-0110-0200 | **Categorías:** [Limpiador ultrasónico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-LimUltTemp-D008
Código SKU		B-01-29-0110-0200
Frecuencia		42KHz
Transductor (PCS)		1
Capacidad		0.8
Tamaño del tanque		150*85*65
Tamaño de la unidad		180*110*150
Energía ultrasónica (W)		50
Temporizador		0-30min
N.W/G.W(KG)		1/1.3

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO