

LÍQUIDO DE BAÑO, SILICONA DE ALTA TEMPERATURA -H-1733



SKU: H-1733 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este líquido oleoso transparente e incoloro tiene una viscosidad nominal de 50 centistokes a 25 °C, con un coeficiente de viscosidad / temperatura de 0,59.

El punto de ebullición es más de 360 °C con un punto de inflamación por encima de 535 °F. El fluido tiene una volatilidad máxima, con una pérdida de peso del 0.5% durante 24 horas a 150 °C.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO