

LLAVE DE PASO DE TRES VÍAS PARA JERINGA DHA, 10 UDS. 20 - 100ML



SKU: PG-7 15102 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [100ml](#), [DHA](#), [jeringa](#), [llave](#), [para](#), [paso](#), [tres](#), [uds](#), [vías](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LLAVE DE PASO DE TRES VÍAS PARA JERINGA DHA, 10 UDS. 20 - 100ML

Descripción: Llave de paso de tres vías para jeringa DGA, 10 uds.

Volumen y graduación: 20 - 100 ml.

Materiales: Fabricado en nailon.

Tamaño: 20 - 100

[Source link](#)

[All Glass Syringes OPTIMA](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

categoria

All Glass Syringes OPTIMA

COTECNO