

## LOWARA 1300 SERIES 1330 NON-CLOG SUBMERSIBLE PUMP



**SKU:** 1330,181 / 60 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA 1300 SERIES 1330 NON-CLOG SUBMERSIBLE PUMP

Part Number: 1330,181 / 60



#### Especificaciones

Marca	Lowara 1300 series
Flujo l/min	7200
Motor	3~ 460V 60Hz
Motor rpm	1760
Potencia kW	24.0
Potencia en HP	32.3
Temperatura máxima °C	40

#### Dimensiones / Pesos

Observaciones	Watch the PDF for all variance in types
---------------	---



The Lowara 1300 series is a submersible pump line that delivers pure performance at outstanding value. Combining performance and quality, in a convenient package that delivers value for money, will help ensure the smooth running and profitability of your operation.

This is why Lowara pumps are ideal for sewage and surface wastewater within commercial building applications. Lowara makes pump specification easy in three simple steps.

[Ver PDF](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO