

## LOWARA FHF 100-200/450 CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 100-200/450 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 100-200/450 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 100-200/450



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1500-5833
Flujo m <sup>3</sup> /h	90-350
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2955-2960
Potencia kW	45
Potencia en HP	62.1
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø200
Puerto de descarga	DN 100
Puerto de descarga	DN 100
Peso kg	79
Peso lb	174
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO