



LOWARA FHF 100-250/450 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 100-250/450 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

COTECHNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 100-250/450 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 100-250/450



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1667-5000
Flujo m ³ /h	100-300
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2970-2975
Potencia kW	45
Potencia en HP	62.1
Polos	2
Temperatura máxima °C	85
Dimensiones / Pesos	
Diámetro del impulsor	Ø250
Puerto de descarga	DN 100
Puerto de descarga	DN 100
Peso kg	94
Peso lb	207
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECHNO