

LOWARA FHF 100-250/750 CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 100-250/750 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 100-250/750 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 100-250/750



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1667-5833
Flujo m ³ /h	100-350
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2970-2975
Potencia kW	75
Potencia en HP	103.5
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø250
Puerto de descarga	DN 100
Puerto de descarga	DN 100
Peso kg	94
Peso lb	207
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO