

## LOWARA FHF 100-250/900 CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 100-250/900 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 100-250/900 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 100-250/900



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1667-6667
Flujo m <sup>3</sup> /h	100-400
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2970-2975
Potencia kW	90
Potencia en HP	124.2
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø250
Puerto de descarga	DN 100
Puerto de descarga	DN 100
Peso kg	94
Peso lb	207
Aplicación	Civil, Agricultural, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO