

## LOWARA FHF 101391413 32-200/30 SC CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 101391413 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 101391413 32-200/30 SC CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391413



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	150-450
Flujo m <sup>3</sup> /h	9-27
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2905-2920
Potencia kW	3
Potencia en HP	4.1
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø200
Puerto de descarga	DN 32
Puerto de descarga	DN 32
Peso kg	34
Peso lb	75
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO