

LOWARA FHF 101391503 40-125/22 SC CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 101391503 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 101391503 40-125/22 SC CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391503



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	150-450
Flujo m ³ /h	9-27
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2885-2900
Potencia kW	2.2
Potencia en HP	3.0
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø125
Puerto de descarga	DN 40
Puerto de descarga	DN 40
Peso kg	27
Peso lb	60
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO