

## LOWARA FHF 101391520 40-160/40 CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 101391520 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 101391520 40-160/40 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391520



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	150-450
Flujo m <sup>3</sup> /h	9-27
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2890-2905
Potencia kW	4
Potencia en HP	5.5
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø160
Puerto de descarga	DN 40
Puerto de descarga	DN 40
Peso kg	29
Peso lb	64
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO