

LOWARA FHF 101391553 40-250/110A SC CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 101391553 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 101391553 40-250/110A SC CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391553



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	300-800
Flujo m ³ /h	18-48
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2940-2950
Potencia kW	11
Potencia en HP	15.2
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø250
Puerto de descarga	DN 40
Puerto de descarga	DN 40
Peso kg	57
Peso lb	126
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO