

## LOWARA FHF 101391573 40-250/150 SC CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 101391573 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 101391573 40-250/150 SC CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391573



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	300-800
Flujo m <sup>3</sup> /h	18-48
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2940-2950
Potencia kW	15
Potencia en HP	20.7
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø250
Puerto de descarga	DN 40
Puerto de descarga	DN 40
Peso kg	57
Peso lb	126
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO