

## LOWARA FHF 101391670 50-250/150 CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 101391670 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 101391670 50-250/150 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391670



#### Especificaciones

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Marca                   | Lowara FHF           |
| Presión de trabajo bar  | 12                   |
| Flujo l/min             | 600-1400             |
| Flujo m <sup>3</sup> /h | 36-84                |
| Impulsores              | 1                    |
| Motor                   | 3~ 380-415/660-690 V |
| Motor rpm               | 2940-2950            |
| Potencia kW             | 15                   |
| Potencia en HP          | 20.7                 |
| Polos                   | 2                    |
| Temperatura máxima °C   | 85                   |

#### Dimensiones / Pesos

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Diámetro del impulsor | Ø250                        |
| Puerto de descarga    | DN 50                       |
| Puerto de descarga    | DN 50                       |
| Peso kg               | 57                          |
| Peso lb               | 126                         |
| Aplicación            | Civil, Agrícola, Industrial |



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO