

## LOWARA FHF 101391770 65-160/110 CENTRIFUGAL PUMP



**SKU:** 101391770 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### LOWARA FHF 101391770 65-160/110 CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391770



#### Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	900-2000
Flujo m <sup>3</sup> /h	54-120
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2940-2950
Potencia kW	11
Potencia en HP	15.2
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

#### Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø160
Puerto de descarga	DN 65
Puerto de descarga	DN 65
Peso kg	55
Peso lb	121
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO