

LOWARA FHF 101391883 80-160/150 SC CENTRIFUGAL PUMP



SKU: 101391883 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LOWARA FHF 101391883 80-160/150 SC CENTRIFUGAL PUMP

Part Number: 101391883



Especificaciones

Marca	Lowara FHF
Presión de trabajo bar	12
Flujo l/min	1500-3500
Flujo m ³ /h	90-210
Impulsores	1
Motor	3~ 380-415/660-690 V
Motor rpm	2940-2950
Potencia kW	15
Potencia en HP	20.7
Polos	2
Temperatura máxima °C	85

Dimensiones / Pesos

Diámetro del impulsor	Ø160
Puerto de descarga	DN 80
Puerto de descarga	DN 80
Peso kg	73
Peso lb	161
Aplicación	Civil, Agrícola, Industrial



[Ver PDF](#)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO